

Suntem alături de echipa medicală Suportul nostru face diferența

Dincolo de implementarea tehnică,
oferim instruire și suport individualizat.

Informațiile conținute în acest material sunt destinate profesioniștilor în domeniul sănătății și nu înlocuiesc informațiile furnizate în Instrucțiunea de utilizare. Pentru informații complete, vă rugăm să citiți cu atenție Instrucțiunea / Manualul de utilizare al produsului.

**Contactați reprezentantul
dumneavoastră local!**

sales.romania@freseniusmedicalcare.com

Trimiteți o solicitare la adresa de email de mai sus și veți fi contactat(ă) de reprezentantul Fresenius Medical Care România care are în portofoliu spitalul dumneavoastră.



**Xenios 2.0 – un pas
înainte în ECLS**
Terapii Cardiace și Pulmonare

Descoperiți noua Consolă Xenios 2.0

Cu noua Consolă Xenios 2.0, facem următorul pas în suportul vital extracorporeal (ECLS). Caracteristicile de siguranță de ultimă oră și depanarea inteligentă vor sprijini medicii și alți profesioniști din domeniul sănătății în terapiile de oxigenare extracorporală prin membrană (ECMO) pentru toți pacienții, de la nou-născuți până la adulți.


Siguranță, Simplitate și Conectivitate

Simplitate

Instrucțiuni precise pas cu pas pentru procedura de amorsare și pregătire chiar de la început.

Interfața de utilizator, structurată intuitiv, vă permite să mențineți controlul și să urmăriți parametrii importanți de monitorizare.

Un spectru larg de opțiuni de tratament atât pentru suport cardiac, cât și pentru suport pulmonar, pe o singură platformă tehnologică.



Siguranță

O funcție **îmbunătățită de alarmare** oferă recomandări de acțiune în situații de urgență și poate facilita intervenția rapidă.

Monitorizarea consumului de energie poate ajuta la gestionarea circuitelor..

Conectivitate

Implementarea simplă permite integrarea ușoară în sistem. Datele aparatului pot fi integrate flexibil în monitoarele pacientului și trimise automat la un PDMS (Sistem de Gestionare a Datelor Pacientului).




Xenios 2.0 – un pas înainte în ECLS

Portabilitate

- **Proiectată pentru transport** în cadrul spitalului
- **Flexibilitate pentru a sprijini** pacienții în stare critică
- **Posibilitate de implementare** în toate zonele de tratament aprobate ale spitalului



Opțiuni de backup



Două baterii înlocuibile „la cald“ (în timpul funcționării) servesc drept rezervă și sunt activate automat în cazul unei căderi de curent sau al unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

O a doua unitate de acționare a pompei (pump drive) poate înlocui funcțional prima unitate de acționare a pompei, în cazul unei defecțiuni. Este necesară o singură persoană pentru a realiza această manevră.

Unitatea de acționare a pompei poate fi conectată direct la o baterie și operată prin intermediul propriei interfețe cu utilizatorul. Bateria poate fi folosită mai mult de o oră și poate fi încărcată folosind un cablu de încărcare suplimentar.



Electronic Certificate

Version: 1 . 0

Document Number: RO-ECMO-000003

Document Name: Brosura Xenios 2.0 RO

Country: Romania

Product: Extracorporeal Membrane Oxygenation Xenios 2.0

Type: Material

Sub Type: Print Format

Classification: Brochure/Detail Aid

Certification Statement

We certify that the final electronic form of this material is in accordance with the regulations set forth by the health authority for the country of this document, and is a fair and truthful presentation of the facts about the product.

Below are listed all of the Approvers that took part in the Final Approval of this content, any Final Approvers that aren't listed weren't included here and are not applicable for this Material.

Role	Signature
Nicoleta Peptan - Quality, Regulatory Affairs Approval (Nicoleta.Peptan@fmc-global.com)	Meaning: I approve this document for use. Date: 27-Feb-2025 15:17:12 GMT+0000
Mihai Paraschiv - Legal Approval (Mihai.Paraschiv@fmc-global.com)	Meaning: I approve this document for use. Date: 28-Feb-2025 09:31:01 GMT+0000
Raluca Scutelnicu - Marketing Supervisor (raluca.scutelnicu@fmc-global.com)	Meaning: I approve this document for use. Date: 28-Feb-2025 09:31:07 GMT+0000