



# HYPERICUM

Sometimes, all we need is a fresh restart!

## Ser fiziologic pentru irigare și lavaj

3000 ml

SOLUȚIE IZOTONĂ, STERILĂ ȘI APIROGENĂ

725175

**STERIL**

### A NU SE INJECTA

*A se utiliza numai dacă soluția este limpede  
A se păstra la temperatura camerei  
Preparatul trebuie utilizat o singură dată  
Orice fracțiune de soluție trebuie aruncată  
Conține ftalat*

#### COMPOZIȚIE PENTRU 100 ml:

Clorură de sodiu 0,9 g  
Apă pentru preparate  
injectabile q.s. 100 ml

#### COMPOZIȚIE ELECTROLITICĂ:

Cl<sup>-</sup> (teor.) 154 mmol/l  
Na<sup>+</sup> (teor.) 154 mmol/l  
Osm. calc., osm. ger. 307 mOsm/lpH 4,5-7,0

**Distribuitor: Hypericum SRL**  
Bulevardul Timișoara nr. 16F, sector 6,  
București  
Telefon : +40 (21) 413 13 00  
e-mail : office@hypericum.ro  
hypericum.ro

**HYPERICUM**

Reprezentant oficial în România pentru  
Laboratoarele Aguettant, Franța

